



Dati misurazione Skin Control - Sun Box, Via San Gottardo 23b, 6500 Bellinzona

1. Ergoline Avantgarde 600 Turbo Power




Valore medio su 3 misurazioni: 0.577 w/m2
Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 0.61 w/m2
Ore lampade corpo rilevate il 10.12.2009: 312.24 ore

2. Ergoline Excellence 900 Electronic Power




Valore medio su 4 misurazioni: 0.637 w/m2
Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 0.59 w/m2
Ore lampade corpo rilevate il 10.12.2009: 448.40 ore

3. Ergoline Classic 8000 Ultra (mezzo busto)



Valore medio su 3 misurazioni: 0.627 w/m²
 Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 0.59 w/m²
 Ore lampade viso rilevate il 10.12.2009: 402.54 ore

4. Ergoline 500 Super Power



Valore medio su 4 misurazioni: 0.465 w/m²
 Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 0.35 w/m²
 Ore lampade corpo rilevate il 10.12.2009: 499.48 ore

5. Ergoline Premium 900 Electronic Power

The screenshot shows the 'Tanner measuring data' window in the SkinControl Operator software. The 'Tanner list' on the left includes models 01 through 06, with 'Premium 900' (No. 05) selected. The 'Measuring data' section shows the next measuring date as 29.12.2009. The table below displays four measurements:

Measurement	UV [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$]	date:
Measurement 1	76	16.07.2009
Measurement 2	66	22.07.2009
Measurement 3	69	01.10.2009
Measurement 4	73	01.12.2009

Valore medio su 4 misurazioni: 0.71 w/m2
 Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 0.73 w/m2
 Ore lampade corpo rilevate il 10.12.2009: 530.33 ore

6. Ergoline Prestige 1100 Extreme Power

The screenshot shows the 'Tanner measuring data' window in the SkinControl Operator software. The 'Tanner list' on the left includes models 01 through 06, with 'Prestige 1100' (No. 06) selected. The 'Measuring data' section shows the next measuring date as 29.12.2009. The table below displays three measurements:

Measurement	UV [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$]	date:
Measurement 1	78	16.07.2009
Measurement 2	79	01.10.2009
Measurement 3	106	01.12.2009

Valore medio su 3 misurazioni: 0.877 w/m2
 Valore ultima misurazione del 01.12.2009: 1.06 w/m2
 Ore lampade corpo rilevate il 10.12.2009: 16.04 ore

N.B. Lo Skin Control di questo centro è stato messo in funzione il 16 luglio 2009.